

# PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

## FALDÓN PROTECTOR TRANSFORMABLE



### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Faldón protector de rayos para mesa de intervencionismo con Rayos-X. El modelo S300/S310 es el más versátil de la gama y provee una protección significativa ante radiación dispersa provenientes de diferentes direcciones.

Consiste de una capa protectora que cubre toda la mesa en cuyo borde hay piezas de velcro al que se pueden sujetar tiras de tela plomada (15 cm x 70 cm) de 0.5 mm Eq. Pb, en la forma y disposición que mejor se adapte a las necesidades.

Permite, por ejemplo, dejar un espacio en el faldón para poder cambiar de angulación el arco en C, o proteger más un lado de la sala en caso de realizar la intervención en el lado izquierdo de la mesa de intervención.

Especialmente de interés para servicios de Radiología Vascolar, por hacer intervenciones a lo largo de toda la mesa del paciente realizando accesos por vía Femoral (derecha o izquierda), Radial (izquierda o derecha), Yugular, Vías Biliares, etc.

El juego incluye la cubierta con el borde de velcro y 10 tiras de tela plomada con las medidas antes descritas.

**Ref.: S300:** Faldón de protección radiológica. Modelo transformable recto.

**Ref.: S310:** Faldón de protección radiológica. Modelo transformable con perfil.